

Keralloy® BioStar

Gebrauchsanweisung

Anwendungsgebiet: Nichtedelmetall-Fräsliegierung auf Kobaltbasis für Metallkeramik gemäß DIN EN ISO 22674, Typ 4.

Zusammensetzung (in Masse-%): Co: 66,0 Cr: 27,0 Mo: 6,0

Sonstige Bestandteile: Si; Mn

Toleranzen in der Legierungszusammensetzung (Masse-%) bewegen sich in den zulässigen Bereichen gemäß den gültigen DIN-Bestimmungen

Produktbeschreibung: Keralloy® BioStar ist ein Fräsblank auf CoCr-Basis. Es sind auf Grund der technischen Eigenschaften sehr dünnwandige Konstruktionen bis 0,2 mm möglich. Die Struktur der Legierung erzeugt geringste Oxide auch nach wiederholtem Brennen und ermöglicht eine gute Bearbeitbarkeit und Polierbarkeit. Der WAK-Wert ist ideal geeignet für Dentalkeramiken. Keralloy® BioStar ist sehr korrosionsbeständig und frei Beryllium, Indium und Gallium ($\leq 0,1\%$).

Gerüst heraustrennen: Gerüst und Einzelglieder mit geeigneten Hartmetallfräsen oder Trennscheiben heraustrennen und verschleifen.

Aufbrennen von Keramik:

1. Oberfläche mit Edelmetall (Einwegstrahlmittel) 110-150 µm bei 3-4 bar abstrahlen und anschließend mit dem Dampfstrahler reinigen. Danach das Gerüst nicht mehr mit den Händen berühren.
2. Oxidbrand 5 Minuten unter Vakuum bei 950 - 980 °C (10 °C oberhalb des Grundmassenbrandes) durchführen.
3. Oxidschicht mit Edelmetall (Einwegstrahlmittel) 110-150 µm bei 2,5 - 3 bar abstrahlen und anschließend mit dem Dampfstrahler reinigen.
4. Hat das Gerüst eine gleichmäßig graue Färbung, kann die Keramik nach Vorgaben des Keramikherstellers aufgebracht werden.
5. Es können alle handelsüblichen Keramiken für CoCr-Legierungen verwendet werden. Hierbei sind die Vorgaben der Hersteller zu berücksichtigen (z.B. VITA - VMK Master®, Elephant Dental - Interaction Antagon). Keinen Bonder verwenden.

Löten und Schweißen: Löten mit dem SILADENT-CoCr-Lot Speziallot (REF 102807/102878). Laserschweißen mit SILADENT CoCr-Laserschweißdraht (REF 102806).

Sicherheitshinweise: Metallstaub und Rauch ist gesundheitsschädlich. Beim Schmelzen, Ausarbeiten und Abstrahlen ist eine geeignete Absaugung und / oder Atemschutz zu benutzen! Es wird empfohlen, dass Patienten auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht werden, dass Dentallegierungen die MRT-Ergebnisse beeinflussen können. Jede Charge wird mit einer Chargennummer gekennzeichnet. Vermerken Sie diese Nummer zur Rückverfolgbarkeit in den Patientendokumentationen.

Gegenanzeigen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Dentallegierungen:

Bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Bestandteile der Legierung sollte diese nicht verwendet werden (ggf. Patch-Test durchführen). Als Einzelfälle wurden Überempfindlichkeiten Allergien und elektrochemisch bedingte, örtliche Missempfindungen (z.B. Geschmacksirritationen und Reizung der Mundschleimhaut) beschrieben. Bei approximalem oder antagonistischem Kontakt zu Zahnersatz aus nicht artgleichen Legierungen können galvanische Effekte auftreten.

Lagerungsbedingungen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Bei Fragen: Anwendungstechnik (Tel.: +49 (0) 53 21 - 37 79 25/ 26) oder unsere Mitarbeiter im Außendienst.

Vertreiber: SILADENT Dr. Böhme & Schöpfs GmbH, Im Klei 26, DE 38644 Goslar

Hersteller: MESA Italia SRL., Via dell' Artigianato, 35/37/39, IT 25039 Travagliato / Brescia

MESA Italia SRL. kennzeichnet die Handelspackung mit

CE 0123

Stand der Information: 10/2020

Druckdatum: 15.10.2020

 Hersteller / Manufacturer:
Mesa Italia Srl.
Via dell'Artigianato, 35/37/39
25039 Travagliato (BS) ITALY
www.mesaitalia.it

Vertrieb durch:

SILADENT Dr. Böhme & Schöpfs GmbH
DE-38644 Goslar · Im Klei 26

Bei Fragen: SILADENT-Anwendungstechnik
(Tel.: 0 53 21-37 79 25/ 26)
oder unsere Mitarbeiter im Außendienst.

Tel.: +49 (0) 53 21/37 79-0
Fax: +49 (0) 53 21/38 96 32

info@siladent.de
www.siladent.de

REV: 09/2020

Keralloy® BioStar

Instructions for Use

Description: Non precious milling alloy based on cobalt for metal ceramic accord. DIN EN ISO 22674, type 4.

Composition (in % by mass): Co: 66.0 Cr: 27.0 Mo: 6.0

Other constituents: Si; Mn

Tolerances in the composition of the alloy (% by mass) are within the range of current DIN standards.

Product description: Keralloy® BioStar is a non-precious, cobalt based bonding alloy. Cause of the technical properties very thin walled constructions until 0.2 mm are possible. The structure of the alloy generates less oxidation also after repeated casting and offers a gut processing and polishing. Its thermal expansion coefficient is ideal for every ceramic of the latest generation. Keralloy® BioStar is highly corrosion resistant and does not contain any beryllium, indium or gallium ($\leq 0.1\%$).

Detach of the Framework: Detach the framework and single parts with suitable hard metal mills or cutting wheels, and slur/grind. Manufacturing and polishing: Cool down the muffle at room temperature, remove the investment and sandblast with aluminum oxide 100 μm to 250 μm at a pressure of 3-4 bar. Continue manufacturing process using fraises for hard metal.

Firing porcelain:

1. The surface has to be sandblasted with disposable equipment in aluminium oxide of 110 to 150 μm at a max. pressure of 3-4 bar and then steamclean. After cleaning, the framework should not be touched anymore.
2. Fire for 5 min. under vacuum at 950°-980°C (10°C more than back-ground material firing temperature).
3. After firing, the oxide layer has to be carefully sandblasted using disposable aluminium oxide equipment 110 to 150 μm at a pressure of 2.5 - 3 bar, then steam-clean.
4. If the framework has a homogeneous grey surface, then you can apply and fire ceramic, following its manufacturer's instructions.
5. It is possible to use all ceramics normally available on the market for NiCr alloys. Apply manufacturing instructions of the ceramic producer (e.G. VITA - VMK Master®, Elephant Dental - Interaction Antagon). Do not use any bonder.

Soldering and welding: Presolder using SILADENT CoCr solder ((REF 102807/102878) and the appropriate high-fusing flux or a high-fusing solder for precious bonding alloys. Laser weld using a SILADENT CrCo laser welding rod (REF 102806).

Safety hints: Metal dust and smokes are dangerous to your health. When deflasking and blasting use a suction extraction system and breathing mask! It is recommended that the patient be made aware of the possibility for dental alloys to affect MRI results. Each supply is identified by a lot-number. Take note of this number on the patient's file in order to trace down the product.

Contraindications, side effects and interactions with other dental alloys:

In cases of hypersensitivity (allergy) to the constituents of the alloy (a patch-test is thus advisable). Hypersensitivity reactions (allergies) or electrochemically-induced local dysaesthesia have been reported in individual cases. Galvanic effects can occur under proximal or antagonistic contact with dentures of different alloys. If lasting, electrochemically induced, local dysaesthesia arises from contact with other alloys, the restorations must be replaced with other materials.

Storage conditions: No special storage conditions are required.

Further questions: Contact our technical services (Tel.: +49 (0) 53 21 - 37 79 25/26) or our sales representatives.

Distributor: SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH, Im Klei 26, DE 38644 Goslar

Manufacturer: MESA Italia SRL., Via dell' Artigianato, 35/37/39, IT 25039 Travagliato / Brescia

MESA Italia SRL. packaging carries the mark

CE 0123

Date of information: 10/2020

Printing Date: 15.10.2020

Hersteller / Manufacturer:
Mesa Italia Srl.
Via dell'Artigianato, 35/37/39
25039 Travagliato (BS) ITALY
www.mesaitalia.it

Distributor:

SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
DE-38644 Goslar · Im Klei 26

Further questions:

Contact SILADENT technical services
(Tel.: +49 (0) 53 21 - 37 79 26)
or our sales representatives.

REV: 09/2020

Tel.: +49 (0) 53 21/37 79-0
Fax: +49 (0) 53 21/38 96 32

info@siladent.de
www.siladent.de

Keralloy® BioStar

Instrucciones de utilización

Indicaciones: Aleación no-preciosa para fresar a base de cobalto para la técnica de metal-cerámica según DIN EN ISO 22674, tipo 4.

Composición (en % masa): Co: 66.0 Cr: 27.0 Mo: 6.0

Otros componentes: Si; Mn

Las tolerancias en la composición de la aleación (% masa) se mantienen dentro de los límites permitidos por las normas DIN actualmente vigentes.

Descripción del producto: Keralloy® BioStar es una aleación para metal-cerámica, que permite obtener fusiones con espesor muy reducido, hasta dos décimos de milímetro. La estructura molecular asegura la obtención de superficies lisas y compactas, con reducida formación de óxido también en ocasión de repetidos y prolongados pasajes en el horno. La aleación está exenta de berilio, galio y indio ($\leq 0.1\%$).

Separar la estructura: Separar, lijar y desengrasar la estructura y los elementos individuales con fresas de metal duro o bien discos separadores adecuados.

Cocción de la cerámica:

1. Chorrear la superficie con el aparato chorreador de puntero, utilizando óxido de aluminio de 110-150 μm con una presión max. de 3-4 bar y sucesivamente limpiar con vapor. Después de la limpieza la manufactura ya no debería ser tocada.
2. Cocer durante 5 min. al vacío a 950°-980°C (10°C por encima de la cocción del material de fondo).
3. Después de la cocción arenar de nuevo y esmeradamente la capa de óxido utilizando como material desechable óxido de aluminio de 110 a 150 μm con una presión de 2,5-3 bar. Luego limpiar con vapor.
4. Si la manufactura tiene una superficie uniformemente gris, entonces se puede aplicar y cocer la cerámica según las instrucciones de su productor.
5. Se pueden utilizar las cerámicas comúnmente en comercio para aleaciones CoCr; para la elaboración seguir las indicaciones del productor de cerámica (p.e. VITA - VMK Master®, Elephant Dental - Interaction Antagon). No utilizar Bonder.

Soldadura convencional y con láser: En caso de soldar antes de la cocción, utilizar la soldadura SILADENT a base de CoCr (REF 102807/102878) y el correspondiente fundente de alta temperatura, o bien una soldadura de alto punto de fusión indicada para aleaciones preciosas para metal-cerámica. Para la soldadura por láser, utilizar el alambre para soldadura láser de SILADENT a base de CoCr (REF 102806).

Aviso de seguridad: El polvo y humo de metal es nocivo para la salud. Para el acabado y el pulido mediante a chorro debe utilizarse un sistema de aspiración adecuado y/o una mascarilla! Se recomienda informar a los pacientes en cuanto a la posibilidad de que las aleaciones dentales pueden influir en los resultados de TRM. Cada suministro nuestro está identificado por un número de lote. Con el objetivo de completar la identificación del producto se recomienda de indicar este número en expediente del paciente.

Contraindicaciones, efectos secundarios e interacciones con otras aleaciones dentales: En caso de hipersensibilidad (alergia) a los componentes de la aleación interrumpir su uso (Patch test). En casos aislados, se han notificado reacciones de hipersensibilidad (alergias) y disestesia local de origen electroquímico, como por ejemplo, alteraciones del gusto e irritación de la mucosa bucal. Pueden producirse efectos galvánicos si se produce un contacto proximal o antagónico con prótesis de otras aleaciones.

Almacenamiento: Seco, bajo normales condiciones ambientales.

En caso de dudas: Técnica de aplicación de SILADENT (Tel.: +49 (0) 53 21 – 37 79 25/26) o nuestros colaboradores del servicio exterior.

Distribuidor: SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH, Im Klei 26, DE 38644 Goslar

Fabricante: MESA Italia SRL., Via dell'Artigianato, 35/37/39, IT 25039 Travagliato / Brescia

MESA Italia SRL. rotula el envase comercial con

CE 0123

Fecha de la información: 10/2020

Fecha impresión: 15.10.2020

Hersteller / Manufacturer:
Mesa Italia Srl.
Via dell'Artigianato, 35/37/39
25039 Travagliato (BS) ITALY
www.mesaitalia.it

Distributor:

SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
DE-38644 Goslar · Im Klei 26

En caso de dudas:

Técnica de aplicación de SILADENT
(Tel.: +49 (0) 53 21 – 37 79 25/26) o
nuestros colaboradores del servicio exterior.

Tel.: +49 (0) 53 21/37 79-0
Fax: +49 (0) 53 21/38 96 32

info@siladent.de
www.siladent.de

REV: 09/2020

Keralloy® BioStar

Istruzioni per l'uso

Campo d'applicazione: Lega da fresare in metalli non preziosi a base di cobalto per metallo-ceramica ai sensi della norma ISO EN DIN 22674, Tipo 4.

Composizione (in % massa): Co: 66,0 Cr: 27,0 Mo: 6,0

Resto: Si; Mn

Tolleranza della composizione della lega (massa %) varia entro i limiti consentiti dalle norme DIN vigenti.

Dati tecnici (valori indicativi):

Limite di elasticità (MPa):	396
Allungamento alla rottura (%):	11
Modulo di Elasticità (GPa):	233
Coefficiente di espansione termica:	25-500 °C $14,2 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Resistenza alla trazione (MPa):	678
Durezza Vickers HV 10:	255
Densità (g/cm³):	8,4
Temperatura di cottura max (°C)	980

Descrizione di prodotto: Keralloy® BioStar è una lega per ceramica priva di metalli preziosi, che consente di ottenere fusioni di spessore molto ridotto, fino a due decimi di millimetro, da una struttura molecolare che assicura l'ottenimento di superfici lisce e compatte con ridotta formazione di ossido anche in occasione di ripetuti e prolungati passaggi in forno, e da un coefficiente di espansione termica ideale per tutte le ceramiche dell'ultima generazione. Keralloy® BioStar sono altamente resistenti alla corrosione e sono prive di elementi tossici quali berillio, indio e gallio ($\leq 0,1\%$).

Separare la struttura: Separare la struttura e i singoli elementi con frese in carburo di tungsteno o con dischi separatori, rifinire e sgrassare con sostanze indicate.

Ceramizzazione:

1. Dopo aver lavorato il manufatto, sabbietelo con materiale per sabbatura a perdere in ossido di alluminio da 110 a 150 μm con una pressione max. di 3-4 bar e successivamente pulire con vapore. Dopo la pulizia il manufatto non dovrebbe più essere toccato.
2. Cuocere per 5 min. sottovuoto a 950°-980°C (10°C al di sopra della cottura del materiale di fondo).
3. Dopo la cottura sabbare nuovamente ed accuratamente lo strato di ossido utilizzando come materiale monouso ossido di alluminio da 110 a 150 μm con una pressione di 2,5-3 bar, poi pulire con vapore.
4. Se il manufatto ha una superficie uniformemente grigia, allora si può applicare e cuocere la ceramica secondo le istruzioni del suo produttore.
5. Si possono utilizzare le ceramiche comunemente in commercio per leghe CoCr; per la lavorazione valgono le indicazioni del produttore di ceramica (p. e. VITA - VMK Master®, Elephant Dental - Interaction Antagon). Non utilizzare Bonder.

Saldatura e Laser: Saldatura primaria con il saldame CoCr SILADENT (REF 102807/102878) e l'apposito fondente ad alta temperatura oppure con un saldame ad elevato punto di fusione per leghe preziose per ceramica. Saldatura al laser con l'apposito filo per saldatura SILADENT-CoCr (REF 102806).

Avvertenza per la sicurezza: Le polveri di metallo e i fumi sono pericolosi per la salute. Utilizzare quindi per la rifinitura e la sabbatura un sistema d'aspirazione adeguato e la maschera di protezione antipolvere! Consiglia di richiamare l'attenzione dei pazienti sulla possibilità che le leghe dentali possano influire sui risultati di indagini radiologiche (MRI). Ciascuna nostra fornitura è identificata con un numero di lotto. Al fine di completare la rintracciabilità si raccomanda di riportare questo numero sulla scheda paziente.

Controindicazioni, effetti collaterali e interazioni con altre leghe dentali: Interrompere l'uso del prodotto in caso di ipersensibilità (allergia) ad uno dei componenti del leghe (Patch test). Sono stati riportati casi individuali di reazioni di ipersensibilità (allergie) e disestesia locale dovuta a processi elettrochimici, ad es. alterazioni del gusto e irritazione della mucosa orale. Il contatto prossimale o antagonista con protesi dentali realizzate con leghe di diverso tipo può provocare effetti galvanici.

Immagazzinamento: Conservare in luogo asciutto, in condizioni normali.

Per ulteriori informazioni: Rivolgersi all'assistenza tecnica (Tel.: +49 (0) 53 21 – 3779-25) o ai nostri collaboratori addetti alle vendite.

Commerciale: SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH, Im Klei 26, DE 38644 Goslar

Fabbricante: MESA Italia SRL., Via dell' Artigianato, 35/37/39, IT 25039 Travagliato / Brescia

MESA Italia SRL. segnare il confezionamento a

CE 0123

Data dell'informazione: 10/2020

Data della stampa: 15.10.2020

Hersteller / Manufacturer:
Mesa Italia Srl.
Via dell'Artigianato, 35/37/39
25039 Travagliato (BS) ITALY
www.mesaitalia.it

Distributor:

SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
DE-38644 Goslar · Im Klei 26

Informazioni:

Presso la Consulenza Tecnica SILADENT
(Tel.: +49 (0) 53 21 – 37 79 25/26)
oppure presso i nostri agenti esterni.

Tel.: +49 (0) 53 21 37 79-0
Fax: +49 (0) 53 21 38 96 32

info@siladent.de
www.siladent.de

REV: 09/2020